



Die CLINY Ileus-Dekompressionssonde ist eine spezielle lange Dünndarmsonde zur tiefen intestinalen Dekompression. Ziel ist eine Stabilisierung und Entlastung → danach geplante OP unter besseren Bedingungen.

Indikationen:

- Adhäsionsileus
- Bridenileus
- partielle mechanische Dünndarmileusformen
- präoperative Entlastung („Bridge to Surgery“)
- teilweise auch zur Vermeidung einer sofortigen Notfalloperation
- intraoperative Darmschienung




Anwendung:

- transnasal eingeführt
- endoskopisch vorgeschoben
- bis in den Dünndarm platziert

Resultat:

- Flüssigkeit und Gas direkt aus dilatierten Dünndarmschlingen ableiten
- den intraluminalen Druck stärker senken
- die Darmwanddurchblutung verbessern
- die Passage eventuell wiederherstellen



AP Nenno Medizintechnik GmbH

Havellandstraße 10 · 45770 Marl

Telefon: 0 23 65 / 5 60 08 · Telefax: 0 23 65 / 5 61 02

E-Mail: info@ap-nenno.de · www.ap-nenno.de